


КОЧ «Ламинар-С» - 110
Фармацевтическое производство.
Чистая зона над вакуумным ротационным испарителем.



- 1 - фильтромодуль ФВМ-1,5;
- 2 – предварительный фильтр грубой очистки;
- 3 – рама;
- 4 – панели со стеклом;
- 5 - стойка;
- 6 - колесо;
- 7 –УФ-облучатель;
- 8 – пульт управления.

Класс чистоты **5 ИСО** по ГОСТ ИСО 14644-1-2002
Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ, мм) 1905x1605x2680