


КОЧ «Ламинар-С» - 131
Фармацевтическое производство.
Чистая зона над линией розлива.



- 1 - фильтромодуль ФВМ-1,5;
- 2 – несущая стойка;
- 3, 8 – рамы;
- 4 – стеклянная панель;
- 5 - опора;
- 6 - пульт управления;
- 7, 9 – двери распашные;
- 10 – шкаф силовой.

Конфигурация ограждающих конструкций определена необходимостью интегрировать в чистую зону сухожаровой шкаф и лиофильную сушку

Класс чистоты 5ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ, мм) 3108x3108x2482