


КОЧ «Ламинар-С» - 133 Чистая зона над установкой Нутч-фильтр



- 1 - фильтромодуль ФВМ-1,2;
- 2 – несущая стойка;
- 3 – рама;
- 4 – стеклянная панель;
- 5 - опора;
- 6 - пульт управления;
- 7 - сетевой кабель;
- 8 - УЗО-вилка;
- 9 – двери распашные.

Класс чистоты **5 ИСО** по ГОСТ ИСО 14644-1-2002

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ, мм) 2500х2500х2515