


КОЧ «Ламинар-С» -086
Чистая зона для работы с эталонами.



- 1- фильтромодуль ФВМ – 1,5;
- 2-предварительный фильтр (забор воздуха);
- 3,4,5-панель со стеклом;
- 6-стойки;
- 7-распашные двери;
- 8-опора;
- 9-колесо;
- 10-шкаф управления.

Класс чистоты **5 ИСО** по ГОСТ ИСО 14644-1-2002
Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ, мм) 3100х3100х2510