


КОЧ «Ламинар-С» -115

Чистая зона для работы с лазерами.



- 1 - фильтромодуль ФВМ-1,5;
- 2 - предварительный фильтр грубой очистки (забор воздуха);
- 3 - рама;
- 4 - панели;
- 5 - стойка;
- 6 - колесо;
- 7 - двери;
- 8- опора;
- 9- пульт управления.

Ограждающие конструкции выполнены из герметичных металлических панелей, окрашенных порошковой эмалью черного цвета, чтобы не отражались лучи лазерной установки входе работы.

Класс чистоты **5 ИСО** по ГОСТ ИСО 14644-1-2002

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ, мм) 1600x2500x2580