

КОЧ «Ламинар-С» -118
Чистая зона для лаборатории
по разработке готовых лекарственных форм,
над оборудованием для мембранной фильтрации растворов.



- 1 - фильтромодуль ФВМ-1,5;
- 2 - несущая стойка;
- 3 - рама;
- 4 - стеклянная панель;
- 5 - колесо;
- 6 - опора;
- 7 - двери;
- 8 - пульт управления;
- 9 - сетевой кабель;
- 10 - УЗО-вилка.

Класс чистоты **5 ИСО** по ГОСТ ИСО 14644-1-2002

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ, мм) 1600x1900x2580